

Link do produktu: <https://www.cosmedwar.eu/hydra-roller-64-igly-roller-z-aplikatorem-0-5-mm-1-sztuka-p-5.html>



Hydra Roller - 64 igły, Roller z aplikatorem 0,5 mm - 1 sztuka

Cena	18,95 zł
Cena poprzednia	37,95 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5903631921179
Marka	inna
Zasilanie	brak
Typ	stempel
Liczba sztuk w zestawie	1
EAN (GTIN)	5903631921179
Model	Hydra Roller
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Rodzaj mezoterapii	mikroigłowa

Opis produktu

Hydra Roller Original - 64 igły, Derma Roller z aplikatorem 0,5 mm

Cechy produktu:

- **Zużywaj o 30% mniej kosmetyków do zabiegów mezoterapii mikroigłowej**
- 64 mikroigiełek ze zintegrowanym dozownikiem
- zauważalna poprawa stanu skóry w **kilka dni po pierwszym zabiegu!!**
- oryginalne urządzenie
- łatwe w użyciu
- bezpieczne o wysokiej jakości, Certyfikaty: CE i RoHS
- igły tytanowe
- wielorazowego użytku
- **długość: 0,5 mm**
- **dostawa z Polski**
- instrukcja w języku **polskim**



HYDRA ROLLER ORIGINAL jest pierwszym na świecie urządzeniem typu mikro-roller (mezoterapia mikroigłowa), który zapewnia bezbolesne rozwiązanie anti-ageing. Każde nakłuwanie tworzy kanaliki, stymulując skórę do wypełnienia tych mikroskopijnych ran poprzez wytwarzanie nowego kolagenu i elastyny. Zachodzi wówczas proces neocekularyzacji i neokolagenezy, który poprawia gęstość skóry oraz jej jędrność. HYDRA ROLLER ORIGINAL, czyli Derma Roller z dozownikiem jest to **nowoczesne urządzenie** do mezoterapii, dzięki któremu możemy jednocześnie nakłuwać i nakładać kosmetyk. Mikronakłuwanie umożliwia **wprowadzenie kosmetyków** do głębszych warstw skóry, przez co zwiększa się ich absorpcja i działanie.

Najbardziej zdumiewające jest to, że może być używany w zaciszu własnego domu oraz jest bezpieczny w użyciu dla wszystkich typów skóry!

ZAŁECANY DO PRZYGOTOWANIA SKÓRY PRZED GŁĘBSZĄ MEZOTERAPIĄ MIKROIGŁOWĄ ORAZ DO PODTRZYMANIA EFEKTÓW.

Jak używać urządzenia Hydra Roller z dozownikiem?

1. Wykonaj demakijaż, oczyść skórę.
2. Wyjmij **HYDRA ROLLER ORIGINAL** z opakowania.
3. Odkręć górną część fiolki – aplikator z igiełkami.
4. Wlej płynny kosmetyk do fiolki (np. ampułkę do mezoterapii mikroigłowej).
5. Ostrożnie zakręć górną część z igiełkami na fiolkę.
6. Rozpocznij nakłuwanie obszaru zabiegu za pomocą igiełek.
7. Zdezynfekuj aplikator po zakończeniu.



Jak działa Derma Roller z dozownikiem?

- zwiększa napięcie skóry twarzy, szyi i innych okolic ciała jak brzuch, pośladki, uda, ramiona – zauważalna poprawa stanu skóry w kilka dni po pierwszym zabiegu,
- usuwa drobne linie i redukuje głębokie zmarszczki i bruzdy na twarzy, szyi i dekolcie,
- zwęża pory,
- normalizuje koloryt, naczynka są mniej widoczne,
- uelastycznia skórę,
- poprawia ogólny wygląd cery,
- głębokie odżywienie i nawilżenie skóry,
- redukuje wszelkie niedoskonałości,
- sptyca blizny, również te potrądzikowe,
- następuje pogrubienie i zwiększenie gęstości skóry bez jej uszkodzenia,
- może być również używany do wspomagania wzrostu włosów. Powoduje zmniejszenie wypadania włosów i pobudzenie ich wzrostu.

Efekty po zabiegu Hydra Rollerem Original

Większość osób stosujących HYDRA ROLLER ORIGINAL widzi **efekty po pierwszym zabiegu**. Poszczególne wyniki różnią się w zależności od indywidualnego stanu skóry.

Natychmiast po zabiegu skóra będzie lekko różowa. W zależności od wrażliwości skóry, zaczerwienienie może trwać do 48 godzin po zabiegu. W tym czasie zaleca się intensywne nawilżanie skóry kosmetykami dobrej jakości.

Większość ludzi oceniło bolesność zabiegu jako 2 w skali od 1 do 10, gdzie 10 to najwyższy poziom bólu.





Wskazania do zabiegu mikronakłuwania Hydra Roller Original:

- ewitalizacja i terapia przeciwstarzeniowa,
- redukcja zmarszczek,
- poprawa gęstości skóry,
- rozjaśnianie i usuwanie przebarwień,
- odmładzanie okolic oczu,
- odmładzanie okolic szyi, dekoltu, dłoni,
- zwiększenie jędrności skóry twarzy i ciała,
- zmniejszenie celullitu,
- terapia przeciw rozstępom,
- terapia przeciw wypadaniu włosów i łysieniu,
- usuwanie blizn.

Przeciwwskazania do zabiegu mikronakłuwania skóry urządzeniem

- ciąża i karmienia piersią,
- aktywny stan zapalny i procesy ropne,
- niewyrównana cukrzyca,
- stosowanie leków obniżających krzepliwość krwi,
- czynne choroby nowotworowe.

TERAPIA \ DŁUGOŚĆ IGIEŁ W MM	0,2	0,25	0,3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
REGENERACJA KOMÓREK	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS				
STARZENIE SIĘ SKÓRY	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS			
ZMARSZCZKI		LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS				
PRZEBARWIENIA			LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS				
ZASKÓRNIKI			LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS				
POWIĘKSZONE PORY	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS					
ROZSTĘPY				LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS
ŁYSIENIE / RZEDNĄCE WŁOSY	LUXUS									
BLIZNY				LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS
CELLULIT				LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS
POD OCZY	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS						
ŁOJOTOK	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS					
WPROWADZANIE PREPARATU	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS	LUXUS

Jak wybrać długość igieł do stosowanego zabiegu Derma Roller?

Dostępnych do wyboru jest wiele długości igieł, których zastosowanie jest różne w zależności od wybranej długości. Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo wszechstronnym zabiegiem, dlatego sprawdź dokładnie czy wybrałaś dobry rodzaj igieł o odpowiedniej długości do Twojego zabiegu.

Dostępne długości igieł aplikatora:

- **0,25 mm** (przeznaczony do twarzy i ciała. Częstotliwość zabiegu 2-4 razy na tydzień w odstępie minimum 1 dzień),
- **0,5 mm** (przeznaczony do twarzy i ciała. Częstotliwość zabiegu 2-3 razy w tygodniu),

Specyfikacja urządzenia kosmetycznego

- Ilość igieł: 64,
- Pojemność ampułki: 10 ml,
- Dostępne długości igieł: 0,25mm, 0,5mm
- Materiał: tytan,
- Sterylne opakowanie.

Oferta dotyczy 1 sztuki