

Link do produktu: <https://www.cosmedwar.eu/membrana-do-kriolipolizy-cosmedwar-27x30cm-do-20c-10-szt-m-p-76.html>



Membrana do kriolipolizy Cosmedwar® 27x30cm do -20°C 10 szt M

Cena	88,90 zł
Cena poprzednia	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	COS III
Kod producenta	COS III
Kod EAN	5905868462425
Długość membrany	30
Liczba sztuk w zestawie	10
Kod producenta	COS III
Marka	bez marki
EAN (GTIN)	5905868462418

Opis produktu

**UWAGA: FIRMOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA
ZAWIERA 20 MEMBRAN 27 X 30 CM**



Membrana do kriolipolizy renomowanej marki Cosmedwar zapobiega odmrożeniu skóry podczas zabiegu kriolipolizy nawet w temperaturze -20°C.

Rozmiar: 27 cm x 30 cm

Waga: 70 g

Opakowanie: hermetyczne

Termin ważności: 3 lata

Nie zagrażają środowisku naturalnemu.

Membrany Cosmedwar są w 100% bezpieczne- na życzenie wysyłamy MSDS

Skład płynu nasączającego membranę:

- woda destylowana
- Butanodiol
- Makrogol
- Propanodiol
- Hydroksyetyloceluloza
- Hialuronian sodu
- Guma ksantanowa
- Karbomer
- Trietanolamina
- olej rycynowy

Twórcami kriolipolizy są dwaj lekarze ze szpitala z Massachusetts (USA): dr med. Dieter Manstein i dr med. R. Rox Anderson. W 2008 roku udowodnili, że podskórne komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż otaczające je tkanki.

Kriolipoliza (stgr. κρύος (kryos) – zimno, lód; λίπα (lipa) – tłuszcz; λύσις (lysis) – usuwać) – nieinwazyjna metoda usuwania tłuszczu z różnych miejsc ludzkiego ciała, za pomocą chłodzenia, w celu wywołania lipolizy.

Zabieg polega na wystawieniu adipocytów (komórek tkanki tłuszczowej) na odpowiednio kontrolowane zimno – za pomocą niskiej **temperatury o wartości od - 5° do -10 °C**. Skutkiem jest krystalizacja trójglicerydów. Po takiej krystalizacji, adipocyty rozpoczynają proces apoptozy, skutkujący ich eliminacją.

W efekcie kriolipolizy na skutek mrożenia, lipidy z komórek tłuszczowych są uwalniane, a następnie transportowane poprzez układ limfatyczny. Lipidy krystalizują się w wyższej temperaturze niż komórki, które zawierają wodę. Kriolipoliza niszczy więc wyłącznie komórki tłuszczowe, oszczędzając wszelkie inne tkanki- źródło Wikipedia.

UWAGA:

Według producenta membrana zapewnia ochronę przed zamarzaniem w temperaturze:

- 1. -20 C przez 35 minut**
- 2. -18C przez 75 minut**
- 3. - 15 C przez 90 minut**

Oferta dotyczy 10 sztuk.

Cosmedwar® sp z o.o. jest importerem sprzętu kosmetycznego oraz akcesoriów do tatuażu.

