

Link do produktu: <https://www.cosmedwar.eu/membrana-do-kriolipolizy-cosmedwar-34-cm-x-42-cm-20-sztuk-p-94.html>



Membrana do kriolipolizy Cosmedwar® 34 cm x 42 cm - 20 sztuk

Cena	189,90 zł
Cena poprzednia	235,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	COS III (200)
Kod producenta	COS III (200)
Kod EAN	5905868462593
Liczba sztuk w zestawie	10
Kod producenta	COS III (200)
Marka	Cosmedwar
EAN (GTIN)	5905868462401
Długość membrany	42

Opis produktu

Oferta dotyczy 20 sztuk



Membrana do kriolipolizy renomowanej marki Freezefats zapobiega odmrożeniu skóry podczas zabiegu kriolipolizy nawet w temperaturze -20°C.

Rozmiar: 34 cm x 42 cm

Waga: 110 g

Całkowita powierzchnia membrany L: 1428 cm²

Opakowanie: hermetyczne

Termin ważności: 3 lata

Nie zagrażają środowisku naturalnemu.

Membrany Freezefats są w 100% bezpieczne- na życzenie udostępniamy MSDS.

- **L: 1cm² - 0,0165 zł.**
- **M: 1cm² - 0,0216 zł.**
- **S: 1cm² - 0,0217 zł.**

Skład płynu nasączającego membranę:

- woda destylowana
- Butanodiol
- Makrogol
- Propanodiol
- Hydroksyetyloceluloza
- Hialuronian sodu
- Guma ksantanowa
- Karbomer

-
- Trietanolamina
 - Olej rycynowy

Twórcami kriolipolizy są dwaj lekarze ze szpitala z Massachusetts (USA): dr med. Dieter Manstein i dr med. R. Rox Anderson. W 2008 roku udowodnili, że podskórne komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż otaczające je tkanki.

Kriolipoliza (stgr. κρύος (kryos) – zimno, lód; λίπα (lipa) – tłuszcz; λύσις (lysis) – usuwać) – nieinwazyjna metoda usuwania tłuszczu z różnych miejsc ludzkiego ciała, za pomocą chłodzenia, w celu wywołania lipolizy.

Zabieg polega na wystawieniu adipocytów (komórek tkanki tłuszczowej) na odpowiednio kontrolowane zimno – za pomocą niskiej **temperatury o wartości od - 5° do -10 °C**. Skutkiem jest krystalizacja trójglicerydów. Po takiej krystalizacji, adipocyty rozpoczynają proces apoptozy, skutkujący ich eliminacją.

W efekcie kriolipolizy na skutek mrożenia, lipidy z komórek tłuszczowych są uwalniane, a następnie transportowane poprzez układ limfatyczny. Lipidy krystalizują się w wyższej temperaturze niż komórki, które zawierają wodę. Kriolipoliza niszczy więc wyłącznie komórki tłuszczowe, oszczędzając wszelkie inne tkanki- źródło Wikipedia.

Według producenta membrana zapewnia ochronę przed zamarzaniem w temperaturze:

- 1. -20 C przez 35 minut**
- 2. -18C przez 75 minut**
- 3. - 15 C przez 90 minut**