

Link do produktu: <https://www.cosmedwar.eu/pistolet-do-mezoterapii-iglowej-beautysystem-bsbn-919-100-w-p-203.html>



## Pistolet do mezoterapii igłowej BeautySystem BSBN-919 100 W

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>1 299,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia                          | <b>1 799,00 zł</b>   |
| Kod producenta                           | <b>BSBN-919</b>      |
| Kod EAN                                  | <b>308137223812</b>  |
| Moc                                      | <b>100 W</b>         |
| Rodzaj mezoterapii                       | <b>mikroigłowa</b>   |
| Typ                                      | <b>kartridż</b>      |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>3.8 kg</b>        |
| Kod producenta                           | <b>BSBN-919</b>      |
| Zasilanie                                | <b>sieciowe</b>      |
| Model                                    | <b>BSBN-919</b>      |
| Marka                                    | <b>Beauty System</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>308137223812</b>  |

### Opis produktu

## Zalety używania pistoletu MESO GUN do mezoterapii igłowej

Tradycyjna mezoterapia igłowa wykonywana jest za pomocą strzykawki. Jest to zabieg dość bolesny, a punkty nakłuć rozmieszczone są w dużych odległościach wynoszących około 1 cm. Dodatkowo jakość i bezpieczeństwo tak przeprowadzanej mezoterapii w największej mierze zależy od sprawności manualnej oraz skupienia lekarza lub kosmetologa.

Niedogodności te eliminuje się, stosując innowacyjne urządzenia kosmetyczne, takie jak właśnie pistolet do mezoterapii igłowej MESO GUN. Jest to sterowane komputerowo urządzenie dla kosmetologów, za pomocą którego można nakłuwać skórę pacjenta precyzyjnie i komfortowo. Pistolet wyposażony jest w inteligentny system programowania zabiegu, dzięki czemu pistolet do mezoterapii może aplikować takie same dawki preparatu za każdą iniekcją.

Dzięki MESO GUN uzyskuje się również bardzo dużą powtarzalność nakłuć – osoba przeprowadzająca zabieg może ustawić pożądane parametry w taki sposób, by częstotliwość i głębokość podawania preparatu była za każdym razem taka sama. MESO GUN eliminuje więc czynnik ludzki, a pacjent mniej narażony jest na ewentualne pomyłki.

### Pistolet do mezoterapii MESO GUN

zmniejsza też dyskomfort podczas zabiegu. Wykorzystanie sprężonego powietrza do wyrzutu igły sprawia, że ta błyskawicznie zanurza się w skórze i nie powoduje dużych dolegliwości bólowych. Przez to zabieg z użyciem tego urządzenia do mezoterapii jest bardziej komfortowy zarówno dla osoby go przeprowadzającej, jak i samego pacjenta.

---

## Pistolet do mezoterapii igłowej MESO GUN BN-919

Rewolucyjny pistolet do mezoterapii , który wyposażony jest w komputerowy system programowania konfiguracji zabiegu. System który w prosty sposób projektuje głębokość i częstotliwość nakłuć oraz ilość podawanego preparatu. Precyzja działania pozwala na wprowadzanie preparatu w tej samej ilości i na tą samą głębokość, co przynosi najlepsze rezultaty w leczeniu i daje komfort pracy.



---

# Mezoterapia Igłowa

- wstrzykiwanie małych dawek preparatów w obszar skóry właściwej. Mezoterapia igłowa jest niechirurgiczną metodą stosowaną dla regeneracji, poprawy wyglądu skóry, odmłodzenia, likwidacji cellulitu, rozstępów a także w profilaktyce łysienia. Dzięki śródskórnym iniekcjom aktywnego preparatu poprawia się mikrokrażenie oraz zwiększa metabolizm komórkowy. Człowiek starzeje się już po 26 roku życia i choć proces ten początkowo bywa nie widoczny to skóra wymaga działań zapobiegawczych.

Osoby wykonujące zabiegi z przerwaniem ciągłości tkanki powinny bardzo przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych.

## Wskazania do zabiegów:

biorewitalizacja, ujędrnianie, nawilżanie, odżywanie skóry, profilaktyka starzenia skóry, profilaktyka wypadania włosów.

## Zalety zabiegów:

metoda naturalna, niechirurgiczna; długotrwały rezultat, efekty widoczne już po jednym zabiegu, opóźnienie procesów starzenia, korzystny efekt psychiczny.

Profilaktykę starzenia należy stosować na następujących obszarach: twarz, szyja, dekolty, dłonie, pośladki, uda, brzuch, skóra głowy (owłosiona), psychika pacjentów.

## Zalety zabiegów:

metoda naturalna, niechirurgiczna; długotrwały rezultat, efekty widoczne już po jednym zabiegu, opóźnienie procesów starzenia, korzystny efekt psychiczny.

Profilaktykę starzenia należy stosować na następujących obszarach: twarz, szyja, dekolty, dłonie, pośladki, uda, brzuch, skóra głowy ( owłosiona ), psychika pacjentów.

## Działanie:

antyrodnikowe, likwidacja i przeciwdziałanie rozstępom, likwidacja i przeciwdziałanie cellulitowi, profilaktyka łysienia, regeneracja skóry, nawilżanie, ujędrnianie, spłycenie zmarszczek

Urządzenie ma zaprogramowane rodzaje pracy:

-Superficial Layer (powierzchniowy) : Automatyczny i Manualny

- Regulacja szybkości w zakresie ( 1-5 )
- Regulacja przepływu w zakresie ( 1-9)

-Point to Point (punkt do punktu) : Automatyczny i Manualny

- Regulacja szybkości w zakresie ( 1-5)
- Regulacja przepływu : 10,20,40,60,80,99
- Posiada certyfikat Unii Europejskiej, CE.





Posiada certyfikat Unii Europejskiej, CE.

Pistolet współpracuje bezpośrednio z zasilaczem za pomocą przewodu zasilającego.

Zestaw zawiera: urządzenie główne, stacja komputerowa, węże przyłączeniowe,

Gwarancja: 12 miesięcy

### Dane techniczne:

- Zasilanie sieciowe AC: 220-240 V , 50-60Hz , Pobór mocy: 45 W
- Waga pistoletu: 400 g
- Waga zasilacza 1200 g ( zasilacz we wnętrzu walizki)

- 
- Waga całego zestawu łącznie z walizką: 3800g
  - Wymiary pistoletu: 270x37x150 mm (dł x szer x wys)
  - Wymiary walizki: 390x330x100 mm(dł x szer x wys)
  - Skok śruby: 71 mm

Oferta dotyczy 1 sztuki