

Link do produktu: <https://www.cosmedwar.eu/radiofrekwencja-mikroiglowa-rf-frakcyjny-prozniowy-vacume-zimny-mlotek-ce-szkolenie-p-4.html>



Radiofrekwencja Mikroigłowa RF Frakcyjny próżniowy (Vacume) + Zimny Młotek, CE, SZKOLENIE

Cena	2 299,00 zł
Cena poprzednia	4 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAS_RF_Mikroiglowy
Kod producenta	MAS_RF_Mikroiglowy
Kod EAN	5905868462111
Moc	200
Rodzaj mezoterapii	mikroigłowa
Typ	pen
Kod producenta	MAS_RF_Mikroiglowy
Zasilanie	sieciowe
Model	Desktop
Marka	Cosmedwar
EAN (GTIN)	5905868462111

Opis produktu

Najnowszej generacji sprzęt do RF mikroigłowego.

Zawiera głowicę do RF mikroigłowego oraz zimny młotek oraz zestaw 4 kartridży:

10 pin-1 sztuka

25 pin-1 sztuka

64 pin-1 sztuka

Nano- 1 sztuka

Nowoczesny design.



Głowica zabiegowa- RF mikroigłowy

Urządzenie jest połączeniem dwóch technologii: falę radiową z mezoterapią mikroigłową. Zabieg polega na nakłuwaniu skóry i jednocześnie ogrzewaniu tkanki za pomocą prądu o częstotliwości radiowej. Zabiegi możemy wykonywać na twarzy i na ciele. Wynikiem tego następuje obkurczanie włókien kolagenowych i pobudzanie komórek skóry do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Końcowy efekt jest widoczny po 3 miesiącach.

Radiofrekwencja mikroigłowa jest to zabieg polegający na synergii dwóch technologii: radiofrekwencji (RF) i mikro nakłuwania. W tym samym czasie występuje działanie na naskórek i głębokie warstwy skóry. Połączenie dwóch technologii w jednym zabiegu pozwala na uzyskanie lepszych efektów niż w przypadku stosowania zabiegów oddzielnie.

Efektem zabiegu jest poprawa jędrności i napięcia skóry, jak również wysoka skuteczność w redukcji blizn i rozstępów. Zabieg wykonywany jest przy użyciu specjalnych jednorazowych kartridży. W zależności od miejsca zabiegowego dopasowujemy wielkość kartridża, głębokość igieł, moc fali radiowej.

Radiofrekwencja mikroigłowa pozwala dokładnie określić zakres zabiegu poprzez nakłucie skóry na pożądaną głębokość, nawet do 3,5 mm. Działa przy tym skuteczniej niż klasyczne lasery, które sięgają nie głębiej niż 1,7 mm.

OPERATION HANDLE INTRODUCTION

Beauty Exclusive



Gold RF Microcrystal and Crystal Head

Fullness without fine lines

Radiofrequency energy stimulates the synthesis of collagen, elastin and hyaluronic acid, the skin will be geng more full, hydrated, Q elastic.



Wskazania do radiofrekwencji mikroigłowej – termoliftingu

lifting skóry twarzy, szyi oraz brzucha – likwidacja wiotkiej skóry

redukcję rozstępów na udach, pośladkach, brzuchu oraz piersiach

wiotkość skóry na brzuchu – po ciąży

usuwanie blizn po trądziku

spłykanie zmarszczek oraz bruzd, szczególnie umiejscowionych w trudnych okolicach

odmłodzenie skóry rąk oraz stóp

likwidacja cellulitu

modelowanie talii, kształtu brzucha, pośladków i nóg

ujędrnianie i zwiększanie gęstości skóry m.in. twarzy, szyi oraz dekoltu

leczenie nadmiernego pocenie się

rozjaśnianie przebarwień

cienie pod oczami

opadające powieki

BEAUTY & SKINCARE - PERSONALIZED

"EASY TO USE / EASY TO MANAGE SKIN CONDITION"

1 Machine Management Top 10 Skin Project

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Stretch Mark Management | 2. Face lift Management |
| 3. Fine line Management | 4. Whitening Management |
| 5. Shrink pore Management | 6. Calm skin Management |
| 7. Management of red Snow silk | 8. Fix Sensitive Management |
| 9. Acne mark and pit Management | 10. Eye fine line Management |



Głowica zabiegowa - zimny młotek

Zimny młotek jest to zabieg polegający na kojącym, zimnym masażu. Koi skórę, prowadzi do obkurczeń naczyń krwionośnych eliminując m.in. obrzęki i opuchliznę powiek, "worki" pod oczami.

Zabieg **chłodzi skórę po wcześniej dokonanych zabiegach**, takich jak RF mikroigłowy, mezoterapia oraz inne inwazyjne zabiegi na skórę.. Może również pełnić rolę środka znieczulającego przy zabiegach kosmetycznych, m.in. depilacji, regulacji brwi.

Wskazania :

- Idealny zabieg dla każdej cery
- obrzęk powiek
- "worki" pod oczami
- uśmierzanie bólu po wykonanym zabiegu

Działanie:

- Usprawnienie krążenie krwi
- Wyciszanie stanów zapalnych
- Zwiększenie elastyczności skóry
- Wygładzenie zmarszczek

Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery oraz osób w każdym wieku.



Parametry techniczne:

- **Częstotliwość RF:** 2 MHz
- **Maksymalna moc wyjściowa RF:** 200 W
- **Intensywność:** 0 ~ 100 poziom (10 stopni)
- **Grubość igły:** 0,3 mm
- **Długość igieł:** 0.2-3.5 mm
- **Rodzaje kartridży:** 10/25/64/Nano
- **Obszar zabiegu:** 1 cm * 1 cm
- **Regulowana głębokość wbicia igieł:** 0,5 - 3,5 (0,1 mm)
- **Napięcie:** AC 110V~220V~50Hz/60Hz
- **Wymiary opakowania i waga:** 53X41X91cm / 6kg
- **Wymiary urządzenia i waga:** 44X36X85cm / 5 kg

Przy zakupie urządzenia profesjonalne szkolenie w siedzibie w Warszawie lub online w języku polskim, angielskim, ukraińskim lub rosyjskim jest bezpłatne.

Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat uprawniający do używania sprzętu.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis pogwarancyjny.

Urządzenie posiada deklarację zgodności CE w języku angielskim oraz polskim.

1 MACHINE SOLUTION TOP 10 SKIN PROBLEMS



"Gold Microneedling / Natural Beauty"







W ciągłej sprzedaży mamy izolowane, sterylne
kartridże do RF mikroigłowego
zapakowane jak na zdjęciu.

Wszystkie igły kartrydża są połączane- posiadają wysoką
bio-kompatybilność .

Pacjent z alergią na metal może je stosować bez ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej po zabiegu.

Rozmiary kartridży: 10 pin, 25 pin, 64 pin, Nano

Cena 35,95 zł/sztuka-aukcja: 14378751482

(przy zakupie zestawu 10 sztuk)



